

Tenha um diagnóstico mais rápido e assertivo sem a necessidade de um exame invasivo

ARTERIS^{AOP}

UM TOQUE
3 MEDIDAS
MÚLTIPLOS PARÂMETROS



- ▣ VOP - VELOCIDADE DE ONDA DE PULSO
- ▣ PRESSÃO ARTERIAL CENTRAL
- ▣ AUGMENTATION INDEX
- ▣ DÉBITO e ÍNDICE CARDÍACO
- ▣ RESISTÊNCIA VASCULAR
- ▣ PRESSÃO PERIFÉRICA

O ARTERIS AOP representa um avanço na medida de pressão no consultório, trazendo informações que possibilitam ao médico direcionar o paciente para um diagnóstico preciso.

VOP Velocidade de Onda de Pulso (PWV) é o padrão-ouro na avaliação da rigidez arterial

2
anos
GARANTIA
NÃO INCLUI ACESSÓRIOS

Monitor de Pressão Arterial
AOP - Análise da Onda de Pulso

Especificações Técnicas

Conexão com computador

Interface sem fios (Bluetooth), necessário software MAPAs e computador para função AOP

Memória

15 medições

ANVISA 10361059013

Método de Gravação

Oscilométrico

Faixa de Pressões

Estática 0 / 300 mmHg

Sistólica 60 / 290 mmHg

Diastólica 30 / 195 mmHg

Dimensões

152 x 109 x 56 mm

Peso

325 g - sem as pilhas

Alimentação

4 pilhas AA recarregáveis NiMH

Acessórios Inclusos

Manguito M

Conector de Manguito

Régua de Manguito

Acessórios Opcionais

Manguito (PP, P, M, G, EG)

Bolsa PVC (PP, P, M, G, EG)

Braçadeira (PP, P, M, G, EG)

Conector de Manguito

Carregador de Pilhas

Pilhas AA recarregáveis NiMH

www.cardios.com.br

CARDIOS

Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda

Av. Paulista, 509 1º andar 2º andar

Cj. 201, 212-214 Bela Vista

01311-910 São Paulo/SP

Tel. Geral: 11 3883-3000

Tel. Vendas: 11 3883-3030

E-mail: vendas@cardios.com.br



A Halma company