



## CICLO MACA PARA ECOSTRESS


Cicloergômetro para Teste de Esforço Ecocardiográfico com Maca para teste em repouso num único equipamento.

- Teste de Exercício para Ecostress sem uso de fármaco.
- Controle Eletrônico de Rotação Longitudinal e Transversal que facilitam as manobras de captação de imagens.
- Permite obter diagnósticos de alta qualidade com imagens cardíacas perfeitas e extremamente claras durante o teste de stress.
- Máxima comodidade para paciente e médico.
- Sistema completo de apoiadores ajustáveis para maior segurança do paciente.
- Banco com altura regulável.
- Incremento de carga de 01 em 01 watt.

[www.inbrasport.com.br](http://www.inbrasport.com.br)

## Inbramed, as melhores opções e referências levam o nosso nome.

A tradição de 27 anos da Inbramed está alicerçada na qualidade e durabilidade de seus produtos. Fornece esteiras e cicloergômetros profissionais para teste de esforço e conta com uma rede de assistência técnica autorizada em todo país.



- O Ciclo Maca para TE e ECG em repouso marca mais um desafio para a Inbramed. A versatilidade do Ciclo Maca torna-o uma ferramenta essencial para o diagnóstico preciso da ecocardiografia com Teste de Esforço. Uma metodologia segura e acurada para diagnóstico com informações fisiológicas essenciais.
- Comandado pelo software Ergocontrol com precisão de ajuste de carga de 1 watt ou através do sistema de Ergometria Ergo 13.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cicloergômetro computadorizado com carga de 0 a 400 watts.

Torque: 0.5 a 4 kgf/cm.

70 cm de largura x 240 cm de comprimento x 80 cm de altura.

Inclinação lateral de 30 graus (decúbito lateral esquerdo).

Inclinação vertical de 40 graus.

Painel com indicação de r.p.m.

Mais um produto com a credibilidade da marca Inbramed.



- Conheça também a nossa linha de esteiras e cicloergômetros.



**inbramed**

**inbrasport**

Rua Santos Dumont, 1766 - Porto Alegre / RS - Brasil - CEP 90230 240 - Fone/Fax 51 3013 1313  
[inbrasport@inbrasport.com.br](mailto:inbrasport@inbrasport.com.br) / [www.inbrasport.com.br](http://www.inbrasport.com.br)