

# DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300C



Carregador Bivolt  
(incluso)

- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da curva do batimento cardíaco fetal
- Função de operação por toque na tela (touchscreen).
- Memória interna para armazenar os eventos
- Modelo de mesa, design compacto e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entradas: fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor.
- O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som.
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Limites de alarmes ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento
- Autonomia da bateria por 4 horas e indicador de carga
- Faixa de Medição: 50-240 bpm e Frequência de Operação: 2.0MHz  $\pm$  10%
- Fone de ouvido, gel e estojo de transporte são itens opcionais



Fabricado por:  
Vcomin Technology Limited  
China



Importado e Distribuído por:  
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.  
CNPJ: 95.433.397.0001-11  
Curitiba - Paraná - Brasil  
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola  
CRF/PR 21294  
ANVISA: 80070210071

