

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300D



Carregador Bivolt
(incluso)

- Transdutor Doppler de alta sensibilidade
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Porta USB para transmissão de dados
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Bateria recarregável
- Alimentação Bivolt Automático
- Faixa de Medição: 50-240 bpm
- Frequência de Operação: 2.0MHz \pm 10%
- Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas de gestação



Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China



Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210071

