

# Dyna-<sup>NG</sup>MAPA

Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial

ABP Monitor

Monitor Ambulatorial de la Tensión Arterial



Conecte-se

## A Qualidade de sempre agora com a Tecnologia Bluetooth

### Especificações Técnicas

#### Protocolos de Medição

Variáveis, programáveis pelo médico via computador

#### Conexão com computador

Interface sem fios (Bluetooth) ou Cabo RS232

#### Método de Gravação

Oscilométrico

#### Display

LCD de 6 dígitos e unidades (Pressões Sistólica / Diastólica, Frequência Cardíaca, Horário e Mensagens do Sistema)

#### Memória

Modo Pressão: Até 600 medições/eventos

#### Faixa de Pressões

Sistólica - 60 / 290mmHg  
Diastólica - 30 / 195mmHg

#### Dimensões

128 x 78 x 27mm

#### Peso

240g - incluindo as 2 pilhas

#### Alimentação

2 pilhas AA recarregáveis NiMH